



# BOTONES Y SONDAS

• DE RECAMBIO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL •

LM Instruments ofrece soluciones de alimentación enteral diseñado para fusionar la funcionalidad clínica con las necesidades de los pacientes. Los productos incluyen soluciones especiales para adultos y niños.





## Botones Gástricos

Los Botones Gástricos Biometrix®, parten de una completa línea de tubos de alimentación de bajo perfil, se fabrican en material de silicona de alta calidad para mayor durabilidad y comodidad del paciente.

### Características principales

<p><b>Rayado Radiopaco</b> Permite la visualización durante la colocación inicial.</p>	<p><b>Punta distal cónica</b> Permite una fácil y atraumática inserción sin refuerzo.</p>	<p><b>Válvula antirreflujo proximal</b> Evita la reflujo de líquido gástrico.</p>
<p><b>Diseño del globo en forma de manzana</b> Ayuda a reducir fugas al proporcionar más contacto con la superficie con el revestimiento del estómago.</p>	<p><b>Punta atraumática empotrada</b> Evita la irritación de la pared del estómago y permite que el globo para retraerse en el eje del tubo, reduciendo malestar durante la extracción.</p>	<p><b>Se asienta al nivel de la piel</b> Proporciona mayor comodidad y movilidad y un menor riesgo derrame.</p>

	12 Fr, 3ml	14 Fr, 4ml	16 Fr, 5ml	18 Fr, 5ml	20 Fr, 8ml	24 Fr, 8ml
0.8	RE-0812	RE-0814	RE-0816	RE-0818	RE-0820	RE-0824
1.0	RE-1012	RE-1014	RE-1016	RE-1018	RE-1020	RE-1024
1.2	RE-1212	RE-1214	RE-1216	RE-1218	RE-1220	RE-1224
1.5	RE-1512	RE-1514	RE-1516	RE-1518	RE-1520	RE-1524
1.7	RE-1712	RE-1714	RE-1716	RE-1718	RE-1720	RE-1724
2.0	RE-2012	RE-2014	RE-2016	RE-2018	RE-2020	RE-2024
2.3	RE-2312	RE-2314	RE-2316	RE-2318	RE-2320	RE-2324
2.5	RE-2512	RE-2514	RE-2516	RE-2518	RE-2520	RE-2524
2.7	RE-2712	RE-2714	RE-2716	RE-2718	RE-2720	RE-2724
3.0	RE-3012	RE-3014	RE-3016	RE-3018	RE-3020	RE-3024
3.5	RE-3512	RE-3514	RE-3516	RE-3518	RE-3520	RE-3524
4.0	RE-4012	RE-4014	RE-4016	RE-4018	RE-4020	RE-4024
4.5	RE-4512	RE-4514	RE-4516	RE-4518	RE-4520	RE-4524
5.0	RE-5012	RE-5014	RE-5016	RE-5018	RE-5020	RE-5024
5.5		RE-5514		RE-5518		
6.0		RE-6014		RE-6018		
6.5		RE-6514				





**Tubo de recambio  
2 puertos**

Referencia	Fr	Capacidad del globo (ml)
RE-0212	12	3-5
RE-0214	14	3-5
RE-0216	16	7-10
RE-0218	18	10-15
RE-0220	20	10-15
RE-0222	22	10-15
RE-0224	24	10-15

## Tubos de recambio de gastrostomía

Los tubos de recambio Biometrix®, con dos y tres puertos son fabricados con el más alto grado de biocompatibilidad y durabilidad en silicona para comodidad del paciente, cumpliendo con las normas y estándares de conexión para mejorar la seguridad del paciente.

**Tubo de recambio  
3 puertos**

Referencia	Fr	Capacidad del globo (ml)
RE-0312	12	3-5
RE-0314	14	3-5
RE-0316	16	7-10
RE-0318	18	10-15
RE-0320	20	10-15
RE-0322	22	10-15
RE-0324	24	10-15

## Sonda de extensión para alimentación

Las extensiones de alimentación Biometrix®, son fabricadas con con el más alto grado de calidad y están disponibles con dos tipos de conectores seguros de bloqueo y abrazaderas. Estos sets son compatibles con la mayoría de tubos de gastrostomía disponibles en el mercado.

Referencia	Nombre	Largo
RE-E2130	Extensión de alimentación con 2 puertos (tipo Y)	30 cm
RE-E3130	Extensión de alimentación con un puerto tipo luer lock	30 cm



## Características principales

### Doble puerto ENFit®

El conector de 90° permite alimentación continua, fácil enjuague y administración de la medicación sin desconectar el conjunto.

### Amplia gama de sondas

Conectores disponibles en una amplia gama de puertos; duales o de un solo puerto, con ángulo recto o con conectores de bloqueo seguro.



Escanea este código y descubre toda la información o visita nuestro sitio web.



**Bogotá - Colombia**

Carrera 68 D # 25 B - 86

Oficina: 518

Tel: 57 (1) 427 2000

**Medellín - Colombia**

Carrera 43 B # 16 - 41

Oficina: 706

Tel: 57 (4) 266 8426

**[www.lminstruments.com.co](http://www.lminstruments.com.co)**

Unidad Médica de Endoscopia