

CATÁLOGO

LÍNEA DE CIRCUITOS DE VENTILACIÓN
MECÁNICA Y ANESTESIA

Familia Circuitos e insumos para anestesia general

Línea Circuito Coaxial




Circuito Coaxial adulto - pediátrico

Descripción general

Circuito coaxial, extendible, para ventilación mecánica y/o anestesia, en pacientes de 3 Kg en adelante, de longitud máxima de 183cm, con vía inspiratoria interna de material isotérmico, que garantiza una humedad absoluta de 27.8 mg/l a 500ml y una eficacia térmica a los 15 minutos de 29.2 °C del gas inspirado. Incluye codo con puerto de capnografía, adaptador para vía espiratoria con filtro anti viral/bacteriano con eficacia de filtración del 99.99% y balón de anestesia de 3lt.

Ref	Descripción
FF370-61Z	Circuito Múltiple F2 Coaxial, Adulto-Pediátrico, longitud. 72, balón 3L.
FF370-61Z-F	Circuito Múltiple F2 Coaxial, Adulto, longitud 72', con filtro HME, filtro Bacterial/viral, balón 3L.
CIR-CF360	Circuito Bain coaxial, Adulto-Pediátrico, con válvula F01. Longitud 72.

Los componentes se entregan en su presentación original dentro de un empaque.



Circuito Coaxial adulto - pediátrico

Descripción general

Circuito coaxial, extendible, para anestesia, en pacientes de 3 Kg en adelante, de longitud máxima de 274cm, con vía inspiratoria interna de material isotérmico, que garantiza una humedad absoluta de 26.4 mg/l a 500ml y una eficacia térmica a los 15 minutos de 29.2 °C del gas inspirado. Con filtro anti viral/bacteriano con eficacia de filtración del 99.99% y balón de anestesia de 3lt. Compatible con adaptador múltiple coaxial uso circuito universal F2, Ref. MD120, no incluido.

Ref	Descripción
DF3110-61Z	Circuito Múltiple F2 coaxial, Adulto-Pediátrico, longitud 108 pulgadas, con balón de 3L.
CIR-DF3110-61Z	Circuito Bain F2 coaxial, Adulto-Pediátrico, con válvula F01, longitud. 108, balón de 3L.

Los componentes se entregan en su presentación original dentro de un empaque.



Circuito Coaxial pediátrico

Descripción general

Circuito coaxial para anestesia, tamaño pediátrico de 3 a 20Kg de longitud de 150cm, con vía inspiratoria interna de material isotérmico que garantiza una temperatura y humedad adecuada del gas inspirado. Incluye filtro anti viral/bacteriano con eficacia de filtración del 99.99% y balón de anestesia de 1lt, Compatible con adaptador múltiple coaxial uso circuito universal F2, Ref. MD120, no incluido.

Ref	Descripción
PC160-61Z	Circuito Universal F2 coaxial pediátrico, azul, con balón de 1L.
CIR-PC160	Circuito Bain coaxial, Pediátrico, con válvula F02. Longitud 150cms.



Válvulas de transporte para Circuito Coaxial

Descripción general

Accesorios para circuitos coaxiales que incluyen: válvulas de transporte adulto y pediátrico para circuito Bain, con línea de oxígeno que elimina la necesidad de dispositivos adicionales de ventilación durante el transporte. V02 compatible con Ref. FF370-61Z y sus masters, F02 y F01 compatible con Ref. DF3110-61Z y PC160-61Z y sus masters. Adaptador múltiple coaxial, para realizar conexión a vía espiratoria en Ref. DF3110-61Z y PC160-61Z.

Ref	Descripción
	Válvulas de transporte para circuitos Bain
F01	Válvula de transporte Adulto con línea oxígeno para circuito Bain.
V02	Válvula de transporte para circuito universal F2, con línea oxígeno para circuito Bain.
F02	Válvula de transporte Pediátrica con línea oxígeno para circuito Bain.
	Adaptador múltiple coaxial
MD120	Adaptador MULTIPLE COAXIAL uso circuito universal F2.

Familia Circuitos e insumos para anestesia general

Línea Circuitos Flexible Adulto - Pediátrico



Circuitos extendible Adulto

Descripción general

Circuito para Ventilación y/o anestesia doble rama, corrugado, **extendible, ultraflex**, tamaño adulto, longitud de 70cms a 220cms, "Y" con puertos para capnografía y presión, con conectores universales de 22mm.

Ref	Descripción
47511	Circuito extendible ULTRAFLEX para ventilación y/o anestesia Adulto. Masters activos para Circuitos extendible Adulto
47511-B3	Circuito extendible ULTRAFLEX para ventilación y/o anestesia Adulto, con balón de 3L, libre de látex.



Circuitos corrugado Pediátrico

Descripción general

Circuito para Ventilación y/o anestesia, doble rama, **corrugado**, tamaño pediátrico de D.I 15mm, longitud 150cms, con codo sin puerto para capnografía y conectores universales de 22 mm.

Ref	Descripción
2600	Circuito Ventilación y/o Anestesia pediátrico con codo sin puerto para capnografía. Masters activos para Circuitos corrugado Pediátrico
2600-A	Circuito Ventilación y/o Anestesia pediátrico, con balón 1lts, codo sin puerto para capnografía.
2600-B	Circuito Ventilación y/o Anestesia pediátrico, con balón 0,5L, codo sin puerto para capnografía.



Circuitos extendible Pediátrico

Descripción general

Circuito para Ventilación y/o anestesia, doble rama, corrugado, **extendible, ultraflex**, de tamaño pediátrico de D.I 15mm, longitud de 70cms a 220cms, **codo con puerto para capnografía**, con conexiones universales de 22mm.

Ref	Descripción
2700-61	Circuito Ventilación y/o Anestesia pediátrico, extendible, codo con puerto para capnografía. Masters activos para Circuitos extendible Pediátrico
2700-61-B	Circuito Ventilación y/o Anestesia pediátrico, extendible, codo con puerto para capnografía Balón 1L
2700-61-B2F	Circuito Ventilación y/o Anestesia pediátrico, extendible, codo con puerto capnografía, Balón 1L, 2FiltrosAB
2700-61-2FB0.5	Circuito anestesia/ventilación neonatal extendible, puerto capnografía Balón 0.5L, FiltroAB/AV y HME



Circuitos extendible Pediátrico


Descripción general

Circuito para Ventilación y/o anestesia, doble rama, corrugado, **extendible, ultraflex**, de tamaño pediátrico de D.I 15mm, longitud 70cms a 220cms, **"Y" con puerto para capnografía**, con conectores universales de 22mm.

Ref	Descripción
2700-80	Circuito Ventilación y/o Anestesia pediátrico, extendible, Y con puerto para capnografía. Masters activos para Circuitos Flexible Adulto - Pediátrico
2700-80-B	Circuito Ventilación y/o Anestesia Pediátrico, extendible, Y con puerto de capnografía, Balón de 1L.
2700-80-B.5	Circuito Ventilación y/o Anestesia Pediátrico, extendible, Y con puerto para capnografía, Balón 0.5L

Familia Circuitos e insumos para anestesia general

Línea Circuito Jackson Rees y Mapleson




Circuito Mapleson adulto

Descripción general

Circuito semicerrado, con reinhalación parcial de CO2, tipo C, desechable, de tamaño adulto, para proveer ventilación asistida durante anestesia o reanimación, que ofrecen control total sin desajustes por su corredera manual ajustable y válvulas durante la aplicación de gases medicinales.

Ref	Descripción
4221Y	Circuito Mapleson tipo C ventilación, Adulto 2L, libre de látex. Masters activos para Circuito Mapleson
4221-M5	Circuito Mapleson tipo C ventilación, Adulto, 2L, máscara de anestesia No5.




Circuito Mapleson pediátrico

Descripción general

Circuito semicerrado, con reinhalación parcial de CO2, tipo C, desechable, de tamaño pediátrico, para proveer ventilación asistida durante anestesia o reanimación, que ofrecen control total sin desajustes por su corredera manual ajustable y válvulas durante la aplicación de gases medicinales.

Ref	Descripción
4211P	Circuito Mapleson tipo C ventilación, paciente pediátrico 1L. Masters activos para Circuito Mapleson
4211P-M3	Circuito Mapleson tipo C para ventilación, Pediatrico 1L, con máscara de anestesia No 3.



Circuito Mapleson neonatal - pediátrico

Descripción general

Circuito semicerrado, con reinhalación parcial de CO2, tipo C, desechable, de tamaño neonatal y pediátrico, para proveer ventilación asistida durante anestesia o reanimación, que ofrecen control total sin desajustes por su corredera manual ajustable y válvulas durante la aplicación de gases medicinales.

Ref	Descripción
4253	Circuito Mapleson tipo C ventilación, Pediátrico, 0.5L. Masters activos para Circuito Mapleson
4253-M0	Circuito Mapleson tipo C ventilación, Neonatal 0.5L, máscara de anestesia No 0.
4253-M1	Circuito Mapleson tipo C ventilación, Neonatal 0.5L, máscara de anestesia No 1.
4253-M2	Circuito Mapleson tipo C ventilación, Pediátrico 0.5L, máscara de anestesia No2.

Los componentes se entregan en su presentación original dentro de un empaque.



Circuito Jackson Rees adulto y pediátrico

Descripción general

Circuito semicerrado, con reinhalación parcial de CO2, desechable, de tamaño adulto y pediátrico de acuerdo al balón respiratorio escogido, para proveer ventilación asistida durante anestesia o reanimación, que ofrecen gran flexibilidad de manipulación durante los procedimientos por el tubo standart y el ultra-flex y un control total sin desajustes por su corredera manual ajustable y válvulas durante la aplicación de gases medicinales.

Ref	Descripción
3745	Circuito Jackson Rees de 0.5 Litros. (Pediátrico).
3741	Circuito Jackson Rees de 1 Litro. (Pediátrico).
3742	Circuito Jackson Rees de 2 Litros. (Adulto).
3743	Circuito Jackson Rees de 3 Litros. (Adulto).

Familia Circuitos e insumos para anestesia general

Línea Circuito universal doble rama



Circuito universal doble rama adulto

Descripción general

Circuito corrugado de doble rama para ventilación mecánica y/o anestesia, tamaño adulto, de longitud de 160 cm, con conector en “Y” con puertos de presión y temperatura y conectores universales de 22mm. Incluye codo con puerto de capnografía y balón de anestesia de 3lt.


Ref

Descripción

LM-86-C259y	Circuito de Anestesia y/o Ventilación Mecánica Adulto PVC x 160cm con balón de 3L.
LM-86-C259y2f	Masters activos para circuito universal doble rama adulto
LM-86-C259yf	Circuito de Anestesia y/o Ventilación Mecánica Adulto PVC x 160cm con balón de 3L, 2 filtros HMEF.
LM-86-C259yfv	Circuito de Anestesia y/o Ventilación Mecánica Adulto PVC x 160cm con balón de 3L, 1 filtro.
	Circuito de Anestesia Adulto, balón de 3L, filtro antiviral/antibacterial, libre de látex, de 160cm.

Familia Circuitos e insumos para anestesia general

Línea Balones de anestesia



Circuito universal doble rama adulto

Descripción general

Balón para máquina de anestesia de múltiples capacidades a escoger, con conector de 22mm, diseñado con material suave, flexible, indeformable y libre de Látex.

Ref

Descripción

LM-86-70505	Balón para máquina de anestesia libre de látex. Capacidad 0,5L.
LM-86-70506	Balón para máquina de anestesia libre de látex. Capacidad 1,0L.
LM-86-70507	Balón para máquina de anestesia libre de látex. Capacidad 2,0L.
LM-86-70508	Balón para máquina de anestesia libre de látex. Capacidad 3,0L.