



SOLUCIÓN MANEJO DE TRAQUEOSTOMÍA

TRACHEOSTOMIE-KANÜLE
mit atraumatischer Endkante
TRACHEOSTOMY TUBE
with Atraumatic Insertor

TRACOE®
Twist

REF 301-P - CUFF

+
calidad
respaldo
experiencia

para brindar el mejor servicio

The background of the slide features a collection of medical devices, including a green ventilator tube with a textured grip, a clear plastic connector, a white tube with a clear bulb, and a yellow and orange device, all arranged in a scattered manner. A solid blue horizontal band is positioned across the middle of the image, serving as a backdrop for the title text.

MANEJO DE TRAQUEOSTOMÍA

Kit de Traqueostomía Percutánea TRACOE EXPERC



LM Instruments ofrece diferentes soluciones para la traqueostomía Percutánea, con cánulas premontadas y múltiples modelos, para atender las necesidades del paciente crítico con una solución integral que permite la fonación, el destete de ventilación mecánica y de la cánula de traqueostomía, disminuyendo los tiempos en el procedimiento.

Descripción

Los kits de traqueostomía TRACOE PERCUTAN están diseñados según la necesidad del paciente, se encuentran configurados con: Cánulas fenestradas y no fenestradas, así como cánulas con aspiración subglótica y cánulas flexo-anilladas XL. Las cánulas vienen premontadas en el sistema de introducción atraumático que permite una técnica segura para el paciente y para el clínico.

Características y beneficios

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Cánula de traqueostomía	Compensa la diferencia de calibre entre el extremo de la cánula y el
Termosensibl	Permite que el material de la cánula al contacto con la temperatura corporal sea más flexible y maleable
Sistema TWIST	Mejor movilidad del cuello del paciente
Cánula con ajuste variable	Garantiza el posicionamiento en pacientes con obesidad mórbida o cuellos
Fenestración	-Disminuye los riegos de lesiones en la pared de la tráquea. -Mejor fonación para el paciente.
Diámetro Interno igual a la	Evita confusión en el personal médico y asistencial al elegir la talla de la cánula.
Material	Material inocuo para los tejidos, mejor tolerado por el paciente, termosensible. Sin látex y Ftalatos (DEHP)
Tarjeta de	Tarjeta con dos adhesivos con los datos de las cánulas más importantes.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-320-07	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 07.
T-320-08	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08.
T-320-09	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 09.
T-321-07	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, fenestrada, con balón, No 07.
T-321-08	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, fenestrada, con balón, No 08.
T-321-09	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, fenestrada, con balón, No 09.
T-322-07	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, puerto de succión subglótica No 07.
T-322-08	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, puerto de succión subglótica No 08.
T-322-09	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, puerto de succión subglótica No 09.
T-421-07	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, cánula VARIO XL flexoanillada, con balón, No 07.
T-421-08	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, cánula VARIO XL flexoanillada, con balón, No 08.

Cánulas de Traqueostomía

Productos Complementarios

Cánula de traqueostomía no fenestrada con balón



Descripción

Completo portafolio de cánulas de traqueostomía que se ajustan a las necesidades del paciente, con sistema de placa del cuello anatómica Twist, que permite la orientación en su eje vertical y horizontal. Por consiguiente, los pacientes pueden mover el cuello en cualquier dirección sin que la cánula ejerza presión sobre la tráquea. Con Diferentes modelos y longitudes que dan versatilidad para el tratamiento. Modelos con y sin balón, fenestradas y no fenestradas, con puerto de succión subglótica. Codificación por colores para diferenciar las cánulas fenestradas de las no fenestradas.

Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-301-04	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 04
T-301-05	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 05.
T-301-06	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 06.
T-301-07	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 07.
T-301-07P	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 07, con introductor atraumático.
T-301-08	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 08.
T-301-08P	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 08, con introductor atraumático.

Cánula de traqueostomía fenestrada con balón



Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-302-04	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 04.
T-302-05	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 05.
T-302-06	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 06.
T-302-07	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 07.
T-302-08	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 08.
T-302-09	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 09.

Cánula de traqueostomía no fenestrada sin balón



Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-303-04	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, sin balón No 04.
T-303-05	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, sin balón No 05.
T-303-06	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, sin balón No 06.
T-303-07	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, sin balón No 07.
T-303-08	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, sin balón No 08.
T-303-09	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, sin balón No 09.

Cánula de traqueostomía fenestrada sin balón

Referencia y descripción



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-304-04	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 04.
T-304-05	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 05.
T-304-06	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 06.
T-304-07	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 07.
T-304-08	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 08.
T-304-09	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 09.
T-304-10	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 10.


Cánula de traqueostomía con puerto de succión subglótica con y sin Fenestración



Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-306-06	Cánula de traqueostomía TWIST no fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica, No 06
T-306-07	Cánula de traqueostomía TWIST no fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica, No 07
T-306-08	Cánula de traqueostomía TWIST no fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica, No 08
T-306-09	Cánula de traqueostomía TWIST no fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica, No 09.
T-888-306-07	Cánula de traqueostomía TWIST fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica, No 07.
T-888-306-08	Cánula de traqueostomía TWIST fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica, No 08.

Cánula de traqueostomía Twist Plus con y sin fenestración



Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-311-09	Cánula de traqueostomía TWIST PLUS no fenestrada, con balón, No 09.
T-312-07	Cánula de Traqueostomía TWIST PLUS Fenestrada, con balón, No. 7
T-312-08	Cánula de Traqueostomía TWIST PLUS Fenestrada, con balón, No.8
T-316-07	Cánula de traqueostomía TWIST PLUS no fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica No 07.
T-316-08	Cánula de traqueostomía TWIST PLUS no fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica No 08.
T-316-09	Cánula de traqueostomía TWIST PLUS no fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica No 09.
T-888-316-07	Cánula de traqueostomía TWIST PLUS fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica No 07.
T-888-316-08	Cánula de traqueostomía TWIST PLUS fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica No 08.
T-888-316-09	Cánula de traqueostomía TWIST PLUS fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica No 09.
T-888-316-10	Cánula de traqueostomía TWIST PLUS fenestrada, con balón, con puerto de succión subglótica No 10.

Cánula traqueostomía VARIO flexoanillada



Descripción

Cánula flexible y anillada con placa patentada, de ajuste variable que permite desplazar la placa y ajustarse de forma individual. La escala garantiza el posicionamiento exacto y el ajuste según el requerimiento del paciente. Versión XL para cuellos robustos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-450-06	Cánula traqueostomía VARIO flexoanillada con balón, placa de ajuste variable, No 06
T-450-07	Cánula traqueostomía VARIO flexoanillada con balón, placa de ajuste variable, No 07
T-450-08	Cánula traqueostomía VARIO flexoanillada con balón, placa de ajuste variable, No 08
T-450-09	Cánula traqueostomía VARIO flexoanillada con balón, placa de ajuste variable, No 09
T-451-07	Cánula traqueostomía VARIO XL flexoanillada, con balón, placa de ajuste variable, No 07.
T-451-08	Cánula traqueostomía VARIO XL flexoanillada, con balón, placa de ajuste variable, No 08.
T-451-08P	Cánula traqueostomía VARIO XL flexoanillada, con balón, No 08, premontada en introductor atraumático
T-451-09	Cánula traqueostomía VARIO XL flexoanillada, con balón, placa de ajuste variable, No 09.
T-451-10	Cánula traqueostomía VARIO XL flexoanillada, con balón, placa de ajuste variable, No 10.

Cánula de traqueostomía kids




Descripción

La gama TRACOE KIDS está especialmente diseñada para pacientes neonatales y pediátricos, con materiales suaves, delgados y resistentes al colapso. Libres de látex y ftalatos, ofrecen un ajuste cómodo gracias a su placa biselada. Disponibles en 12 tamaños (4 neonatales y 8 pediátricos), con obturador práctico para facilitar la inserción.

La cánula TRACOE Silcosoft, fabricada en silicona flexible con refuerzo en espiral, brinda mayor estabilidad. Disponible con balón de baja presión que minimiza el riesgo de lesiones. Su diseño incluye reborde curvado y ojales reforzados para mayor seguridad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-350-2.5	Cánula de traqueostomía MINI Neonatal, sin balón No 2,5.
T-350-3.0	Cánula de traqueostomía MINI Neonatal, sin balón No 3,0.
T-350-3.5	Cánula de traqueostomía MINI Neonatal, sin balón No 3,5.
T-350-4.0	Cánula de traqueostomía MINI Neonatal, sin balón No 4,0.
T-355-2.5	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 2,5.
T-355-3.0	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 3,0.
T-355-3.5	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 3,5.
T-355-4.0	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 4,0.
T-355-4.5	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 4,5.
T-355-5.0	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 5,0.
T-355-5.5	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 5,5.
T-355-6.0	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 6,0.
T-372-3.0	Cánula de traqueostomía en Silicona Pediátrica, con balón No 3.0.
T-372-3.5	Cánula de traqueostomía en Silicona Pediátrica, con balón No 3.5.
T-372-4.0	Cánula de traqueostomía en Silicona Pediátrica, con balón No 4.0.
T-372-4.5	Cánula de traqueostomía en Silicona Pediátrica, con balón No 4.5.
T-372-5.0	Cánula de traqueostomía en Silicona Pediátrica, con balón No 5.0.
T-372-5.5	Cánula de traqueostomía en Silicona Pediátrica, con balón No 5.5.

Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón con válvulas de fonación



Descripción


TRACOE comfort fabricadas en material blando y transparente apta para el uso médico. Puede ser utilizada durante la radioterapia. Son ligeras y de menor peso, fabricación manual y diseño apto para el paciente que requiere una cánula de larga duración. Diferentes tamaños y modelos con válvulas de fonación y extralargas.

Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-103-A-07	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón No 07, con tres endocánula y válvula fonadora.
T-103-A-08	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón No 08, con tres endocánula y válvula fonadora.
T-104-07	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón No 07, con dos endocánula y válvula fonadora.
T-104A-07	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón No 07, válvula fonadora, 3 camisas o endocánula
T-104A-08	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón No 08, con tres endocánula y válvula fonadora.
T-104A-09	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón No 09, con tres endocánula y válvula fonadora.
T-105-D-03	Cánula de traqueostomía COMFORT no fenestrada No 03, sin balón, 2 endocánulas con conector de 15mm.
T-105-D-04	Cánula de traqueostomía COMFORT no fenestrada No 04, sin balón, 2 endocánulas con conector de 15mm.
T-105-D-05	Cánula de traqueostomía COMFORT no fenestrada No 05, sin balón, 2 endocánulas con conector de 15mm.
T-114-08	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón No 08, válvula fonadora, dos endocánulas.
T-114-09	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada sin balón No 09, válvula fonadora, dos endocánulas.
T-204-07A	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada XL, sin balón No 7, válvula fonadora, 3 endocánulas.
T-204-08A	Cánula de traqueostomía COMFORT fenestrada XL, sin balón No 8, válvula fonadora, 3 endocánulas.

Válvulas de fonación VOKALIX

Descripción



Dispositivo diseñado para iniciar la rehabilitación fonatoria desde las primeras etapas de la traqueostomía, permitiendo el inicio simultáneo del destete y la terapia, lo que optimiza los tiempos de recuperación y mejora los resultados clínicos.

Compatible con cánulas de traqueostomía fenestradas y no fenestradas, Vokalix facilita la estimulación de la vía aérea superior, promoviendo la respiración espontánea, la fonación y una deglución más eficiente.

Incluye adaptador integrado para conexión a ventilación mecánica, eliminando la necesidad de componentes adicionales y asegurando una conexión segura y funcional.

Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
70067	Válvula de fonación Vokalix para cánula traqueostomía y conexión al ventilador

Válvulas de Fonación



Descripción

La válvula de fonación permite hablar a los pacientes con traqueostomía y una laringe intacta. La válvula se coloca sobre el conector de 15 mm de la cánula de traqueostomía (incluso la fenestrada) sin balón o con un balón totalmente desinflado. Orificios laterales que facilitan la espiración y disminuyen la resistencia, puerto de oxígeno adicional.

Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-650-TO	Válvula fonadora TRACOE para Cánula Traqueostomía

Medidor de llenado-control de presión de Neumotaponador



Descripción

El Medidor es una herramienta vital que regula la presión de los balones de baja presión de las cánulas de traqueostomía y los tubos endotraqueales reduciendo el riesgo de necrosis por presión e isquemia mucosa traqueal. Ayudan a prevenir el riesgo de aspiración que puede llevar a la posibilidad de una neumonía asociada a ventilación mecánica.

Referencia y descripción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
54-07-000	Medidor de llenado-control de presión para balón neumotaponador



Bogotá - Colombia
Carrera 68 D # 25 B - 86
Oficina: 518
Tel: 57 (1) 427 2000

Medellín - Colombia
Carrera 43 B # 16 - 41
Oficina: 706
Tel: 57 (4) 266 8426

www.lminstruments.com.co